

➔ Un prélèvement, une conservation et un transport corrects des échantillons sont essentiels pour les performances de ce test.

La grippe, la Covid-19 sont des maladies contagieuses : l'hygiène des mains par friction avec une SHA ou lavage, le port de gants et de masque sont nécessaires avant tout recueil.

Pour la recherche de COVID-19 : Le prélèvement peut être réalisé par le professionnel de santé uniquement s'il a les équipements de protection cités ci dessous à sa disposition.

**Blouse – Gants – masque FFP2 – charlotte – Protections oculaires de type
lunettes de protection ou visière**

1- RECUEIL DE L'ÉCHANTILLON PAR ECOUVILONNAGE NASOPHARYNGE

Utiliser les écouvillons et les milieux de transport adaptés aux techniques de PCR pour Grippe/VRS/COVID pour réaliser les recherches convenablement.

Si la prescription mentionne Grippe, VRS et Covid, **un seul prélèvement** est nécessaire.

Le patient doit porter un masque chirurgical ; le patient le gardera sur la bouche pendant le prélèvement.

- Porter les équipements de protection individuelle obligatoires.
- Patient assis, dos contre le dossier du siège, masque sur la bouche.
- Insérer l'écouvillon dans une narine en le poussant le plus loin possible parallèlement au palais.
- Procéder à un mouvement rotatif pendant quelques secondes puis le retirer lentement.



- Répéter si nécessaire l'opération dans la deuxième narine. Il est important d'obtenir la quantité de sécrétions la plus importante possible.

- Après le retrait, placer l'écouvillon dans le milieu de transport et le **décharger dans le milieu de transport** en effectuant des **mouvements rotatifs pendant 10 secondes** puis **essorer l'écouvillon sur la paroi du tube** avant de le jeter en DASRI.



10 secondes

Bien essorer sur
la paroi du tube

- Refermer le milieu de transport
- Identifier le milieu de transport avant transmission au laboratoire
- Désinfection des mains

2- RECUEIL DE L'ECHANTILLON PAR PRELEVEMENT OROPHARYNGE (PRELEVEMENT DE GORGE)

ATTENTION : Non recommandé chez les enfants de moins de 6 ans

- Uniquement si Prescription explicite OU si le patient indique une chirurgie des cloisons nasales OU prélèvement Nasopharyngé impossible**
- Prélèvement salivaire autorisé (sensibilité plus faible)** : se référer au document « *Modalités de prélèvements et fiche de renseignements cliniques des échantillons salivaires pour recherche de SARS-COV-2 par RT-PCR - Prélèvements extérieurs* » présent dans les kits de prélèvement.
- Après s'être soigneusement nettoyé les mains, mettre des gants ;
- Faire asseoir le patient au fond du siège, la tête appuyée sur le dossier,
- Lui faire ouvrir la bouche.
- Le prélèvement se fera de préférence au niveau de l'amygdale à la périphérie des fausses membranes s'il en existe.
- En l'absence d'amygdales le prélèvement sera fait au niveau des piliers du voile du palais.

3- TRANSPORT ET CONSERVATION DES ECHANTILLONS

Les échantillons doivent être testés dès que possible après leur prélèvement et ce quelle que soit la nature de ce dernier.